

CALDO DE CRIOCONSERVACIÓN

Este medio se prepara a
30% glicerol
30% BHI
30% suero fetal bovino.

1

Agregar en un frasco 50ml de agua destilada con ayuda de probeta y se agregan 1.85 gde BHI, considerando las indicaciones del producto.

2

Medir 50 ml de glicerol y agregar junto con el agua asegurándose que se agregue casi por completo y homogeneizar.

3

El frasco se mete a autoclave 15 min a 15 psi con la tapa floja para que no explote por la presión, Se sacará y dejará enfriar el preparado

4

Una vez frío se añadirán 50 ml de suero fetal bovino con mechero prendido

5

Se homogeniza la solución y se deja a temperatura ambiente por 24 hrs, posteriormente se utilizará una jeringa esteril con la que rellenaremos los crioviales.

6

Pasadas las 24 hrs, a luz de mechero se abrirán los crioviales de su empaque y colocarán de manera que sea cómodo rellenarlos con la jeringa.

7

La aguja de la jeringa se esteriliza en el mechero al rojo vivo y se extrae 1 ml hasta 1.5 ml dependiendo el tamaño del criovial o la indicación

8

Una vez depositada la solución se cierra el vial cuidando siempre la esterilidad, entre cada vial rellenado se debe esterilizar la aguja.

9

Los viales listos, serán guardados en el refrigerador y etiquetados.