

EXTRACCION DE ADN POR CHOQUE TERMICO

todo el material debe estar
previamente esterilizado

1

Primero

llenar puntas esteriles de 1000µl con 600 µl de agua esteril

2

Despues

colocar una parte de la cepa previamente cultivada con un maximo de 24 horas y vortexear hasta homogenizar

3

Posteriormente

colocar en la centrifuga a 14rpm por 5 minutos y vaciar el sobrenadante del vial en una solucion de agua + cloro)(bote especial)

4

Nuevamente

se coloca 400 µl de agua esteril en el vial vortexear y colocar en el baño seco previamente programado a 100 °C

5

Despues

sacar los viales del baño seco y colocarlos en la barra de hielo dentro del congelador por 10 minutos, repetir paso 4 y 5 por 3 veces al final centrifugar a 12rpm por 5 minutos.

6

Por ultimo

Extraer con la pipeta y puntas nuevas por cada muestra el sobrenadante sin destruir el encapsulado del fondo y colocar en microviales nuevos.

- calentar
- previamente el
- termoblok
- (baño seco),
- ajustarlo a 100°C
- por 10 minutos

- para el paso 6
- cambiar con
- cada muestra la
- pipeta