

Protocolo

EXTRACCION POR KIT DE SANGRE



paso 1

utilizar 900 μ l de cell-lysis + 300 μ l de sangre, mezclar por inversión 5-6 veces, tubo 1.5 ml.

paso 2

incubar por 10 minutos a temperatura ambiente invertir 3 veces

paso 3

centrifugar a 14.500 mrp en 20seg y obtener sobrenadante sin destruir pellet, vortexear vigorosamente el tubo con extracto

paso 4

Agregar 300 μ l de nuclei lysis solution, pipetear 5-6 veces el botón, se debe formar un sustancia en forma de moco

paso 5

si no es visible. incubar a 37^a una hora y agregar 100 μ l mas de nuclei lysis solution y repetir la incubación.

paso 6

agregar 1.5 μ l de RNAsa y mezclar por inversión 2 a 5 veces

paso 7

incubar 15 min a temperatura ambiente, agregar 100 μ l de solución de precipitado de proteínas

paso 8

vortexear 20 seg (se deben ver grumos en todo el tubo), si se agrego mas lysis solution agregar 130 de precipitado de proteínas en lugar de 100

paso 9

centrifugar a 14500 mrp por 3 minutos (se debe observar un pellet negro)

paso 10

transferir el sobrenadante a un tubo limpio con 300 microlitros de isopropanol a temperatura ambiente, mezclar gentilmente por inversión (se verá una telaraña)

paso 11

centrifugar a 14,500 mrp por 2 minutos (el DNA se ve visible como pellet)

paso 12

descartar el sobrenadante y agregar 300 μ l de etanol a temperatura ambiente, invertir gentilmente para lavar el dna

paso 13

centrifugar a 14.500 mrp por dos minutos y aspirar el etanol con pipeta

paso 14

dejar secar a temperatura ambiente por 15 minutos y agregar 100 μ l de solución rehidratante de DNA

paso 15

incubar por 30 minutos a 65 grados centígrados, moviéndolo en intervalo de 10 minutos

paso 16

medir, almacenar y congelar.