

PCR 16s

Se enciende la campana y se irradia 30 min con UV.

01

El kit a utilizar se coloca en el bloque de hielo, esto con la intención de que deben mantenerse en refrigeración.

02

Pasado el tiempo se abre la campana y con esterilidad se procede a preparar la reacción. (En este caso utilizaremos un mix, el cual se procederá a repartir en los viales indicados).

03

Todo el proceso de preparación será llevado dentro de la campana sin sacar lo que ya está ahí por default

04

Para preparar el mix utilizamos un protocolo estandarizado para una reacción siguiendo un orden en específico por las propiedades (la taq siempre se añade al final), dependiendo de la cantidad de reacciones a preparar se hará una regla de 3

a) Agua 31.75 mcl
b) Buffer 10 mcl
c) MgCl 4 mcl
d) Dntps 1 mcl
e) 27 F 1 mcl
f) K 1 mcl
g) TAC 0.25 mcl (mantener siempre en el frío y tomarla sin calentarla con las manos)

06

Una vez preparado el mix se agita en vortex, procedemos a colocar los viales en posición para vaciar la reacción.

05

Los reactivos a utilizar están congelados por default, por lo que se deben descongelar con ayuda del vortex.

08

El termociclador está programado con las indicaciones de tiempo y ciclos, por lo que solo es seleccionar la opción correcta.

07

Una vez llenados con 49 mcl cada uno se le añade 1 mcl de DNA bacteriano a cada vial. Se pasan a centrifuga durante 5 segundos.

El proceso en el termociclador tiene una duración de 2.38 hrs aproximadamente. Al finalizar el proceso los viales se guardan en el congelador.